

Ainos 企業版 手機 APP 使用教學



目錄

1.	前言.....	3
2.	登入頁面.....	3
3.	主頁面.....	5
3.1	各項目統計下載.....	6
3.2	依照時間範圍下載.....	7
3.3	使用者追蹤.....	10



1. 前言

Ainos 企業版應用程式是一款提供企業用戶可以查詢企業用戶使用 Ainos 抗原快篩試劑結果之應用程式。該應用程式可在 Android/iPhone 設備上使用。該應用程序將允許企業用戶透過帳號及密碼登入 Ainos 雲端伺服器並下載該企業之所有 Ainos 抗原快篩試劑之測試結果。本文件的內容是 Ainos 企業版 APP 的使用說明。

2. 登入頁面

請打開相機掃描 QR code 前往下載網址安裝 Android/iOS Ainos 企業版 APP.

<https://apps.apple.com/tw/app/ainos%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%89%88/id1573884364>



開啟 Ainos 企業版應用程式時會顯示登入頁面，請輸入帳號及密碼並點擊登入按鈕，有關帳號及密碼詳情請聯絡 Ainos 來獲得更進一步的資訊。

9:51

Ainos 企業版

請輸入密碼

登入

請聯絡 Ainos 來取得您的帳戶及密碼

3. 主頁面

使用者進入 Aino 企業版應用程式第一步會進入主頁面功能有總測試數量、陽性測試計數、陰性測試計數及無效測試計數，功能清單如下圖所示。在主頁面中的總測試數量項目中包含使用率、購買數量及已使用之數量之統計，使用者可根據目前使用量的百分比來判斷剩餘之庫存量。



3.1 各項目統計下載

使用者可以透過總測試數量、陽性測試計數、陰性測試計數及無效測試計數之右下角下載按鈕來下載統計報表並選擇預匯出之方式例如郵件。



3.2 依照時間範圍下載

在主頁面下載資料項目中，使用者可以透過選取起始與結束日期來選擇下載該期間抗原快篩測試的資料並選擇預匯出之方式例如郵件。

。





9:52



取消

新增郵件



收件人：

副本/密件副本：

標題：



0_20211013095229.csv
137 byte

從我的iPhone傳送

3.3 使用者追蹤

點擊主頁面右下角 End User Track 可進入使用者追蹤功能,企業用戶可利用此功能追蹤使用 Ainos 抗原快篩試片結果為陽性的使用者過去 7 天足跡。

The screenshot displays the Ainos Enterprise mobile application interface. At the top, the time is 9:27 and the status bar shows signal strength, Wi-Fi, and battery. The app header includes the Ainos logo and a power icon. Below the header, the text "Ainos" is centered. A section titled "Total Test Kits" contains a circular gauge for "Usage Rate" at 0.1%. To the right, two data points are shown: "1000 Purchase" and "1 Used". Below this, three circular gauges represent test results: "Negative" (1), "Positive" (0), and "Unknown" (0). A "Download" button is positioned below the gauges. The interface prompts the user to "Select one of the option" and provides filter buttons for "All", "Negative", "Positive", "Unknown", and "Date". Two date input fields are present, both set to "2021-10-13". A blue "Submit" button with a download icon is at the bottom of the filter section. The bottom navigation bar features a "Dashboard" icon and a highlighted "End User Track" icon.

Category	Value
Usage Rate	0.1%
Total Purchase	1000
Total Used	1
Negative Results	1
Positive Results	0
Unknown Results	0

Search using mobile number

取消



進入地圖模式後,再上方輸入欲追蹤者的註冊帳號可以獲得其足跡.

